

PREANALÜÜTILISED NÕUDED LIIKVORI VÕTMISEL

1. Liikvori kogumine

- 1.1 Liikvor (seljaajuvedelik) kogutakse lumbaalpunktsioonil steriilsetesse valge korgi musta rõngaga katsutitesse.
- 1.2 Seljaajuvedelik koguda vähemalt kolme katsutisse:
 - Katsutid nummerdada võtmise järjekorras.
 - Igasse katsutisse võtta vähemalt 1 mL proovimaterjali.
- 1.3 Protseduuride infosüsteem näitab mitut proovimaterjali läheb analüüside teostamiseks vaja.
- 1.4 Jälgida proovimaterjalidega seotud erinõudeid, mis on leitavad Uuringute preanalüütiliste nõuete koondtabelist (lisa 12) ja lühidalt näha Protseduuride infosüsteemis. Erinõuetega analüüsid on näiteks:
 - CSF-S-T pallidum IgG ind
 - Liikvori valkude uuring
 - CSF-Beta amyloid 42
 - CSF-Tau, pTau panel
 - 14-3-3 valk liikvoris
 - Prionvalgu PrPSc agregatsioon

2. Katsutite markeerimine

- 2.1 Kõik katsutid tuleb markeerida lähtuvalt Preanalüütika käsiraamatu juhistest.
 - Patsiendi nimi ja isikukood;
 - liikvori ribakood (CSxxxxxx);
 - võtmise järjekorranumber.

3. Liikvori sidumine tellimusega

- 3.1 Proovimaterjalide ribakoodid siduda tellimusega kasutades infosüsteemi Protseduurid.
- 3.2 Sidumisel jälgida mitmendast katsutist on tellitud analüüsid soovitatud teostada (lisatud proovimaterjali erinõudeks, leitav lisast 12).

4. Transpordi nõuded

- 4.1 Katsutid tuua koheselt soojalt laborisse. Toatemperatuuril lagunevad rakud kiiresti, eriti mädase meningiidi korral.